

*** 運作虛擬診療系統建議電腦規格如下表：**

1	電腦	主機 / 筆電
2	作業系統	Windows Home 10 64bits或更高
3	中央處理器與時脈	Intel i7-8700或更高
4	記憶體	16GB以上
5	有 / 無線網路	有線，約100Mbps以上
6	顯示設備 / 解析度	有獨立顯卡、解析度1366 X 768 以上
7	支援音源輸出	可播放聲音(或接耳機)
8	瀏覽器	Google Chrome / Vivaldi Chrome

*** 執行電腦規格檢查工具：**

S1. 安裝 dotnet-runtime-3.1.10-win-x64.exe

下載網址：<https://ennovamed.net/dotnet-runtime-3.1.10-win-x64.exe>

S2. 安裝 dotnet 後，進入 V2.0 規格檢查工具資料夾，點兩下 Innova.exe

S3. 執行後可得知電腦規格是否達到標準。

若規格列出屬[不能/勉強]，則運作本系統時電腦反應的速度將會較慢。



<上述 S1-S2 若你不能執行表示電腦規格低於無法正常使用虛擬診療系統>

*** 線上網路流量測速工具：**

S1. 確認電腦是否已連上有線/無線網路

S2. 正常進入醫諾華官網：<https://www.ennovamed.com/>

S3. 開啟網路測速網址(選其一)：

SpeedTest：<https://www.speedtest.net/>

Dr.Speed：<http://speed.hinet.net/>

S4. 按下執行(GO)，測得自己網路上傳與下載的速度

<若測速後流量均低於 100Mbps 時，則運作系統物件下載或執行反應將會較慢>

